

Locatie Nederland	Adres	Telefoon	E-mail
Excent Tandtechniek Alkmaar	Einsteinstraat 9, 1821 BZ Alkmaar	+31 (0)72 511 4163	alkmaar.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Amsterdam	Pilotenstraat 32, 1059 CJ Amsterdam	+31 (0)20 615 5222	amsterdam.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Apeldoorn	Molenstraat Centrum 489, 7311 XL Apeldoorn	+31 (0)55 301 3692	apeldoorn.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Bergen op Zoom	Fruiteniersdreef 10-12, 4614 HH Bergen op Zoom	+31 (0)164 256 888	bergenopzoom.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Doetinchem	Kapoeniestraat 52, 7001 CB Doetinchem	+31 (0)314 684 444	doetinchem.scanner@excent.eu
Excent Fries Tandtechnisch Lab	Hoodaid 3, 8918 GK Leeuwarden	+31 (0)58 266 5555	ftl.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Goes	Van de Spiegelstraat 56, 4461 LN Goes	+31 (0)113 231 22	goes.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Groningen	Melisseweg 6, 9731 BX Groningen	+31 (0)50 526 8181	groningen.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Haaglanden	Pr. Bernhardlaan 3a, 2274 HT Voorburg	+31 (0)70 364 9031	haaglanden.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Hellevoetsluis	Nijverheidsweg 3, 3225 LL Hellevoetsluis	+31 (0)181 391 000	hellevoetsluis.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Helmond	Burgemeester Krollaan 21, 5707 BA Helmond	+31 (0)492 522 543	helmond.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Het Groene Hart	Heemskerkstraat 107, 2805 SN Gouda	+31 (0)182 519 533	gouda.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Leiden	Kenauweg 18, 2331 BB Leiden	+31 (0)71 576 6877	leiden.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Nieuwegein	Krijtwal 15-1, 3432 ZT Nieuwegein	+31 (0)30 606 5220	nieuwegein.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Nijmegen	Kerkenbos 10-49-2, 6546 BB Nijmegen	+31 (0)24 322 7530	nijmegen.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Oudewater	Essenweg 1, 3421 TG Oudewater	+31 (0)348 563 703	oudewater.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Parkstad	Akerstraat 108c, 6417 BN Heerlen	+31 (0)45 571 3709	parkstad.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Protheva	Eeftinksweg 19, 7541 WE Enschede	+31 (0)53 431 1107	enschede.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Ridderkerk	Kastanjelaan 22, 2982 CM Ridderkerk	+31 (0)180 414 333	ridderkerk.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Rijswijk	Sir Winston Churchillaan 492, 2285 ST Rijswijk	+31 (0)70 336 0033	rijswijk.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Tilburg	Dr. Paul Janssenweg 143, 5026 RH Tilburg	+31 (0)13 467 8080	tilburg.scanner@excent.eu
Excent Tandtechniek Zwolle	Stationsweg 11a, 8011 CZ Zwolle	+31 (0)88 422 8866	zwolle.scanner@excent.eu
Natuurlijk! Excent	Storkstraat 55, 3905 KX Veenendaal	+31(0)318 506 845	natuurlijk.scanner@excent.eu
Oral Design Center Holland	Meentweg 27a, 1261 XR Blaricum	+31 (0)35 538 6816	info.scanner@odch.nl
Dental Design Studio Haaglanden	Pr. Bernhardlaan 3a, 2274 HT Voorburg	+31 (0)70 364 9031	
Dental Design Studio Het Groene Hart	Heemskerkstraat 107, 2805 SN Gouda	+31 (0)182 519 533	
Excent Ortho Bosboom	Hoofdveste 11b, 3992 DH Houten	+31 (0)30 603 3645	bosboom.scanner@excent.eu

Be the reason someone smiles today!

Maximaal digitaal met Excent Tandtechniek!

U kunt na het maken van een scan eenvoudig een connectie maken met uw Excent laboratorium, om snel de digitale afdrucken en orders door te sturen.

Wilt u advies over de aanschaf of lease van de Carestream CS3600 intra-orale scanner? Neemt u dan contact op met Marco Booms, Sales Manager: **M** +31 (0)6 2134 6203 **E** m.booms@excent.eu



Start nu met scannen Carestream CS3600

Snel. Nauwkeurig. Precies wat u nodig heeft.




- Eenvoudig in gebruik
- Geen terugkerende licentiekosten
- Koppeling met uw patiëntendossier
- Open systeem, bestanden exporteerbaar in .stl of .ply

www.excent.eu


Be the reason someone smiles today!

Met de CS3600 intra-orale scanner van Carestream Dental kunt u bijzonder snel en eenvoudig digitale afdrukken maken.


Dankzij de unieke software van de CS3600 met o.a. live scanwaarschuwingen, kunt u op een eenvoudige en snelle manier een afdruk maken. Het 'Intelligent Matching System'; geeft aan waar er beelden ontbreken en waar er extra gescand moet worden zoals bij preparaties en contactpunten. Verander eenvoudig van positie in de mond; de scanner vindt automatisch de locatie op het beeld terug zonder dat u iets op het beeld moet aanklikken.



Met groene pijlen wordt de ideale richting aangegeven waarin de gebruiker ontbrekende gegevens opnieuw moet scannen.



Ga na of uw preparaties zich in de ondersnijding bevindt en controleer of uw preparaties parallel zijn met elkaar.



Aan de hand van de meettool; kunt u de afstand tussen uw preparatie en antagonist of buurelementen opmeten.



Maximaal digitaal met Excent Tandtechniek!

De Carestream CS3600 intra-orale scanner is perfect in te zetten bij onder meer de volgende producten:



Kroon- & brugwerk



Frames



AirSmile®



WhiteSplint®



MRA



Tijdelijke restauratie



GESTROOMLIJNDE WORKFLOW

Kies uit drie speciale workflows: restauratie, orthodontie en restauraties op implantaten.



FLEXIBILITEIT VAN EEN OPEN SYSTEEM

Deel eenvoudig uw bestanden met uw laboratorium of collega's via het open CSCconnect portal, of exporteer de open .STL- en .PLY.-bestanden.



NAUWKEURIGHEID BINNEN HANDBEREIK

Vereenvoudig de communicatie met uw patiënten dankzij de natuurgetrouwe Full-HD 3D beeldkwaliteit.



GEAVANCEERD ERGONOMISCH ONTWERP

Scan nauwkeurig en comfortabel dankzij de drie verschillende autoclaveerbare scantips. Carestream heeft de smalste scantip op de markt, ideaal voor posterieure zones.

Benieuwd naar de digitale mogelijkheden voor uw praktijk? Excent Tandtechniek laat u innoveren en ondersteunt u daar graag bij.

Wij ontvangen en verwerken al uw digitale data.

